

CISA		GETINGE		STEELCO	
1	DITTA PRODUTTRICE	CISA Production S.r.l. Unipersonale	SI	SI	Steelco S.p.a.
2	DITTA DISTRIBUTTRICE	CISA Production S.r.l. Unipersonale	SI	SI	Steelco S.p.a.
3	MODELLO	n.2 - P-6415H/2P/TV/5V/SV e n.2 - P-6415H/2P/TV/5V/SV	SI	SI	VS 10/2 V e VS 11/2 EV
4	CODICE CIVAB	SI	SI	SI	-
5	CODICE CND	Z12011304	SI	SI	Z12011304
6	NUMERO DI REPERTORIO	1382459 - 1382505	SI	SI	110701/R
7	ANNO PRIMA IMMISSIONE SUL MERCATO	2013	SI	SI	2015
8	ANNO DI IMMISSIONE DELLA VERSIONE ATTUALE	2022	SI	SI	2022
CARATTERISTICHE					
4	autoclavi				
1	Alimentazione a vapore, n. 2 a doppia alimentazione vapore-elettrica	SI	Rispondente		Rispondente
2	Da 10 US	SI	Rispondente	SI	Rispondente
3	Struttura esterna, camera di sterilizzazione e accessori dell'autoclave in acciaio inossidabile AISI	Rispondente	Rispondente	Rispondente	Rispondente
4	Camera di sterilizzazione con fondo inclinato verso lo scarico, per drenaggio della condensa	Rispondente	Rispondente	Rispondente	Rispondente
5	Per ogni camera di sterilizzazione, n.2 guide interne di scorrimento amovibili, in acciaio inox	Rispondente	Rispondente	Rispondente	Rispondente
6	Camera di sterilizzazione e porte isolate e coibentate per evitare scottature accidentali	Rispondente	Rispondente	Rispondente	Rispondente
7	Autoclavi passanti a doppia porta (lato pulito - lato sterile), con movimentazione automatica a scorrimento verticale, con porte interbloccate, dotate di sistema anti-schiasciamento e sistema di blocco che impedisca la partenza di un ciclo qualora la porta non sia stata chiusa correttamente; L'apertura della porta di scarico viene garantita solo a fine ciclo eseguito correttamente, senza allarmi o anomalie durante il processo	Rispondente	Rispondente	Rispondente	Rispondente
8	Con pulsante di emergenza, per il blocco istantaneo dell'apparecchiatura, sia da lato sterile che pulito	Rispondente	Rispondente	Rispondente	Rispondente
9	carico	Rispondente	Rispondente	Rispondente	Rispondente
10	Interfacibile con i principali sistemi di tracciabilità presenti sul mercato in particolare con il sistema 3M modello Iternis	Rispondente	Rispondente	Rispondente	Rispondente
11	Cicli di sterilizzazione preimpostati e personalizzabili conformi alla normativa vigente. Tutte le n.4 autoclavi dovranno avere cicli per il trattamento di plastica, ferro plastica e materiali porosi. N.2 autoclavi dovranno avere in aggiunta i cicli per prioni e antrace	Rispondente	Rispondente	Rispondente	Rispondente
12	Accensione automatica programmabile	Rispondente	Rispondente	Rispondente	Rispondente

Nauman Nigoh
Ghahwande

[illegible]