



## ***URINE DELLE 24 ORE***

### ***ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA***

#### **CONTENITORE PER LA RACCOLTA:**

##### **- bidoncino senza additivi**

Disponibile presentando l'impegnativa presso:

- ♣ Presidio di Lecco: Centro Prelievi (Piano 0) dalle ore 7.30 alle 12.00 dal lunedì al venerdì
- ♣ Presidio di Merate: Centro Prelievi (Piano 0) dalle ore 7.30 alle 12.00 dal lunedì al venerdì
- ♣ Punti prelievo Territoriali: nei rispettivi orari di apertura

##### **- bidoncino addizionato con HCl**

Disponibile presentando l'impegnativa presso:

- ♣ Presidio di Lecco: Laboratorio Analisi (piano -1), dalle ore 8.00 alle 12.00.
- ♣ Presidio di Merate: Centro Prelievi (Piano 0) dalle ore 7.30 alle 12.00

**MODALITÀ DI RACCOLTA:** Eliminare la prima urina del mattino; iniziare quindi la raccolta di tutte le urine emesse nelle 24 ore successive, comprendendo la prima urina emessa la mattina successiva. Durante la raccolta tenere il contenitore in luogo fresco e asciutto.

#### **ANALITI DETERMINABILI SULLE URINE DELLE 24 ORE**

<b>URINE 24 ORE SENZA ADDITIVI</b>		
Acido Delta amino levulinico	Creatinina urinaria e clearance	Proteinuria
Albuminuria 24 ore	Elettroliti urinari	Rame urinario
Aldosterone urinario	Ferro urinario	Urea clearance
Amilasi urinaria	Fosforo urinario	Urea urinaria
Calcio urinario	Magnesio urinario	Uricuria
Cistina urinaria	Mioglobinuria	Uroporfirine (tenere al buio)
Cortisolo libero urinario	Porfirine urinarie (Tenere al buio)	



## Patologia clinica

URINE 24 ORE ACIDIFICATE PRIMA DELLA RACCOLTA CON HCl (6N)		
Acido Citrico urinario	Acido vanilmandelico	Metanefrine urinarie
Acido 5OH-indolacetico	Catecolamine urinarie	Normetanefrine urinarie
Acido omovanilico	Dopamina urinaria	
Acido ossialico urinario	Idrossiprolina urinaria	

Consegnare i campioni presso

- ⤴ Presidio di Lecco: Centro Prelievi (Piano 0) dalle ore 7.30 alle 9.40 dal lunedì al venerdì
- ⤴ Presidio di Merate: Centro Prelievi (Piano 0) dalle ore 7.30 alle 10.30 dal lunedì al venerdì
- ⤴ Punti prelievo Territoriali: nei rispettivi orari di apertura